

化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

产品中文名称:	Amies运送培养基 (不含活性炭)
产品英文名称:	Amies Transport Medium Agar (without Active Carbon)
产品编号:	025093
企业名称:	广东环凯微生物科技有限公司
地 址:	广东省广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路788号
邮 编:	510663
公司网址	http://www.huankai.com
电子邮件地址:	webmaster@huankai.com
传真号码:	020-32079986
销售热线:	020-32078333-8602
技术热线:	020-32078333-8877/8876
推荐用途和限制用途:	生化研究/分析

第二部分 危险性概述

GSH危害性类别	金属腐蚀物 (类别 1) 急性经口毒性 (类别 3) 急性经皮肤毒性 类别 (4) 皮肤致敏物 类别 (1)
----------	---

GSH标签要素

象形图:



警示词: 警告

危险信息: H290 可能腐蚀金属; H301 吞咽会中毒;
H312 皮肤接触有害; H317 可能导致皮肤过敏反应

防范说明

预防措施: P273 避免释放到环境中; P264 作业后彻底清洗;
P270 使用本产品时不要进食、饮 水或吸烟; P280
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具;
P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

事故响应: P312 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生; P302+P352

物理和化学危险	如皮肤沾染: 用水充分清洗; P301+P310 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。
健康危害	废弃处置: P501将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 目前掌握信息, 没有物理或化学的危险性。
环境危害	无资料。
其它危害	无

第三部分 成分/组成信息

混合物

化学品成分: 参考培养基使用说明。

有害物质成分:

化学名称	CAS No.	浓度
硫代乙醇酸钠	367-51-1	7.5%

第四部分 急救措施

一般信息:	无特殊的措施要求。
皮肤接触:	立即用清水彻底清洗。
眼睛接触:	立即提起眼睑, 用大量流动清水冲洗。如不适就医。
吸入:	如不适就医。
食入:	如不适就医。
就医信息:	出示产品使用说明或者此SDS。

第五部分 消防措施

危险特性:	不助燃。
有害燃烧产物:	一氧化碳, 二氧化碳, 氮的氧化物。
灭火方法及灭火剂:	选用适合周围火源的灭火器。水, 泡沫, 二氧化碳, 沙土。
灭火注意事项:	防止气体吸入。

第六部分 泄露应急处理

个人防护:	穿个人实验服, 佩戴手套和口罩, 避免吸入干粉。
环境保护措施:	用湿布和地拖擦拭干净。
清洁/收集措施:	保持干燥。迅速清洗弄脏的区域。

第七部分 操作处置与储存

安全操作注意事项:

防止粉尘扬起, 应提供通风设备。

储存注意事项:

贮存于避光、干燥处, 用后立即旋紧瓶盖。

第八部分 接触控制/个人防护

职业接触限值

危害成分	CAS No.	OELs(mg/m ³)			依据
		MAC	PC-TWA	PC-STEL	
硫代乙醇酸钠	367-51-1	—	—	—	GBZ 2.1-2007工作场所有害因素职业接触限值 -化学有害因素

工程控制:

提供安全淋浴和洗眼设备

个人防护措施

呼吸系统防护:

在通风橱里称取产品, 佩戴口罩。

眼睛防护:

佩戴安全眼镜。

身体防护:

穿实验室服。

手防护:

戴防化学品手套。

其他防护:

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。及时更换弄脏的衣服, 休息前及工作结束时洗手。

第九部分 理化特性

外观:	粉末	pH值:	7.3±0.2
颜色:	白色	气味:	特征性
熔点:	无数据资料	沸点:	无数据资料
燃点:	无数据资料	闪点:	无数据资料
爆炸限度			
下限:	无数据资料	上限:	无数据资料
热分解:	无数据资料		
溶解性:	按产品使用说明上的用量比例加蒸馏水, 加热煮沸至完全溶解, 溶液呈无色, 有白色沉淀不透明。		

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性:

在适宜条件下贮存稳定。

避免接触条件:

避免接触强氧化性物质。

禁忌物:

无数据资料

危险分解产物: 如果根据产品使用说明操作无分解。
聚合危害: 无数据资料

第十一部分 毒理学资料

急性毒性: 无数据资料
皮肤刺激或腐蚀: 无数据资料
眼睛刺激或腐蚀: 无数据资料
呼吸或皮肤过敏: 无数据资料
生殖细胞突变性: 无数据资料
致癌性: 无数据资料
生殖毒性: 无数据资料
特异性靶器官系统毒性-一次性接触: 无数据资料
特异性靶器官系统毒性-反复接触: 无数据资料
吸入危害: 可能引起呼吸道刺激

第十二部分 生态学资料

生态毒性: 无数据资料
持久性和降解性: 无数据资料
生物蓄积潜力: 无数据资料
土壤中的迁移性: 无数据资料
其它环境危害: 对水生生物有害并具有长期持续影响。□

第十三部分 废弃处理

产品

废弃方法: 根据当地政府相关法规处理。

包装

推荐: 根据当地政府相关法规规定丢弃或回收。

推荐清洁试剂: 水, 如需可以使用清洁试剂。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN号): 无
联合国运输名称: 非危险货物
运输危险性分类: 无
包装类别: 无
包装标志: 无

包装方式:	塑料瓶, 外普通纸皮箱
海洋污染物 (是/否) :	否
运输注意事项	请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例 (2002年1月9日国务院发布)
工作场所安全使用化学品规定 (【1996】劳部发423号)
常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-2009)
GB/T22234-2008基于GHS的化学品标签规范
GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
GBZ2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分: 化学有害因素

第十六部分 其他信息

第二部分, GHS危险性分类、标签要素, 来源于《全球化学品统一分类和标签制度》。
培训建议: 根据需要给操作人员提供充分的信息, 指导和培训。
本表中的信息是基于我们目前所知而撰写, 提供有关产品所需正确安全注意事项, 仅作为指引使用。
