

## 化学品安全技术说明书

### 第一部分 化学品及企业标识

产品中文名称:	改良卵磷脂肉汤
产品英文名称:	Modified Letheen Broth
产品编号:	027012
企业名称:	广东环凯微生物科技有限公司
地 址:	广东省广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路788号
邮 编:	510663
公司网址	<a href="http://www.huankai.com">http://www.huankai.com</a>
电子邮件地址:	<a href="mailto:webmaster@huankai.com">webmaster@huankai.com</a>
传真号码:	020-32079986
销售热线:	020-32078333-8602
技术热线:	020-32078333-8877/8876
推荐用途和限制用途:	生化研究/分析

### 第二部分 危险性概述

GSH危害性类别	急性毒性, 类别 4;  严重眼睛损伤/眼睛刺激性, 类别 1;
GSH标签要素	象形图: 无 警示词: 警告 危险信息: H302 吞咽有害。 H318 造成严重眼刺激。 防范说明 预防措施: P264 作业后彻底清洗皮肤。 P280 戴防护眼罩/戴防护面具。 事故响应: P305 + P351 + P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗 几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出 隐形眼镜。继续 冲洗。 P332 + P313 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 P337 + P313 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 废弃处置: P501将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 物理和化学危险 目前掌握信息, 没有物理或化学的危险性。

健康危害	H302 吞咽有害。 H318 造成严重眼刺激。
环境危害	目前掌握信息, 没有环境的危害。
其它危害	无

### 第三部分 成分/组成信息

#### 混合物

化学品成分: 参考培养基使用说明。

有害物质成分:

化学名称	CAS No.	浓度
偏重亚硫酸钠	7681-57-4	0.23%

### 第四部分 急救措施

一般信息:	无特殊的措施要求。
皮肤接触:	立即用清水彻底清洗。
眼睛接触:	立即提起眼睑, 用大量流动清水冲洗。如不适就医。
吸入:	如不适就医。
食入:	如不适就医。
就医信息:	出示产品使用说明或者此SDS。

### 第五部分 消防措施

危险特性:	不助燃。
有害燃烧产物:	一氧化碳, 二氧化碳, 氮的氧化物。
灭火方法及灭火剂:	选用适合周围火源的灭火器。水, 泡沫, 二氧化碳, 干粉, 沙土。
灭火注意事项:	防止气体吸入。

### 第六部分 泄露应急处理

个人防护:	穿个人实验服, 佩戴手套和口罩, 避免吸入干粉。
环境保护措施:	用湿布和地拖擦拭干净。
清洁/收集措施:	保持干燥。迅速清洗弄脏的区域。

### 第七部分 操作处置与储存

安全操作注意事项:	防止粉尘扬起, 应提供通风设备。
-----------	------------------

储存注意事项:

贮存于避光、干燥处, 用后立即旋紧瓶盖。

## 第八部分 接触控制/个人防护

### 职业接触限值

职业接触限值

没有已知的国家规定的暴露极限。

工程控制:

提供安全淋浴和洗眼设备

### 个人防护措施

呼吸系统防护:

在通风橱里称取产品, 佩戴口罩。

眼睛防护:

佩戴安全眼镜。

身体防护:

穿实验室服。

手防护:

戴防化学品手套。

其他防护:

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。及时更换弄脏的衣服, 休息前及工作结束时洗手。

## 第九部分 理化特性

外观:

粉末

pH值:

7.2±0.2 (25°C)

颜色:

淡黄色

气味:

特征性

熔点:

无数据资料

沸点:

无数据资料

燃点:

无数据资料

闪点:

无数据资料

爆炸限度

下限:

无数据资料

上限:

无数据资料

热分解:

无数据资料

溶解性:

按产品使用说明上的用量比例加蒸馏水, 加热煮沸至完全溶解, 溶液呈淡黄色清晰无沉淀。

## 第十部分 稳定性和反应活性

稳定性:

适宜条件下储存稳定。

避免接触条件:

避免接触强氧化性物质。

禁忌物:

无数据资料

危险分解产物:

如果根据产品使用说明操作无分解。

聚合危害:

无数据资料

## 第十一部分 毒理学资料

急性毒性:

无数据资料

皮肤刺激或腐蚀:

无数据资料

产品名称: 改良卵磷脂肉汤

制表日期: 2014-01-30

产品编号: 027012

修订日期: 2024-01-30

---

眼睛刺激或腐蚀:	无数据资料
呼吸或皮肤过敏:	无数据资料
生殖细胞突变性:	无数据资料
致癌性:	无数据资料
生殖毒性:	无数据资料
特异性靶器官系统毒性-一次性接触:	无数据资料
特异性靶器官系统毒性-反复接触	无数据资料
吸入危害	可能引起呼吸道刺激

---

## 第十二部分 生态学资料

生态毒性:	无数据资料
持久性和降解性:	无数据资料
生物蓄积潜力:	无数据资料
土壤中的迁移性:	无数据资料
其它环境危害:	无数据资料

---

## 第十三部分 废弃处理

### 产品

废弃方法: 根据当地政府相关法规处理。

### 包装

推荐: 根据当地政府相关法规规定丢弃或回收。

推荐清洁试剂: 水, 如需可以使用清洁试剂。

---

## 第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN号):	无
联合国运输名称:	非危险货物
运输危险性分类:	无
包装类别:	无
包装标志:	无
包装方式:	塑料瓶, 外普通纸皮箱
海洋污染物 (是/否):	否
运输注意事项	请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。

---

---

## 第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例 (2013年12月7日修订版)

工作场所安全使用化学品规定 (【1996】劳部发423号)

常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-2009)

GB/T22234-2008基于GHS的化学品标签规范

GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南

GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分: 化学有害因素

---

## 第十六部分 其他信息

第二部分, GHS危险性分类、标签要素, 来源于《全球化学品统一分类和标签制度》。

本修订版对下述部分的内容进行了修订:

第十五部分-更新所列法规。

培训建议: 给操作人员提供充分的信息, 指导和培训。

本表中的信息是基于我们目前所知而撰写, 提供有关产品所需正确安全注意事项, 仅作为指引使用。

---